



CAPITOLATO TECNICO

Le “Stecche” per le applicazioni ortopediche dovranno essere disponibili :

- Voce 1 - nella modalità di utilizzo per mezzo di “fornelletto” o similari che consenta con rapidità e facilità l’ammorbidimento del prodotto per la manipolazione e modellazione sulla parte anatomica;
- Voce 2 - l’utilizzo diretto in situazioni di urgenza ed emergenza in Pronto Soccorso.

Caratteristiche del prodotto offerto:

- ipoallergenico
- resistente agli urti e alle rotture
- più leggero del gesso ma allo stesso tempo molto più resistente
- rimodellabile infinite volte senza perdere le sue caratteristiche
- facile da applicare e da rimuovere anche nelle situazioni più impegnative
- può essere tagliato e rimodellato ogniquale volta sia necessario
- è radiotrasparente ai raggi X
- è "traspirante"

Fabbisogno triennale tabella Allegata.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario

Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel. 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148