



CAPITOLATO TECNICO

Holter pressori registrazione h24 per la misurazione della pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico.

Disponibili 2 modalità di misurazione: manuale ed automatica

Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media.

Possibilità di settaggio degli intervalli ogni 5/10/15/20/30/45/60/90 minuti.

Compatto e portatile, facile da usare.

Utilizzabile in ambito pediatrico e su pazienti adulti.

NIBP

Possibilità di settare allarmi acustici e visivi.

Monitoraggio in tempo reale delle 24 ore con salvataggio dati e possibilità di richiamo mediante data.

Possibilità di trasferimento dei dati su PC tramite un software per poter richiamare i dati e stamparli.

Fornito con 3 bracciali: pediatrico, adulto, e adulto large.